



Интродьюсеры в наборе Shoocin

Плавный ПЕРЕХОД от дилататора к шлфту значительно уменьшает сопротивление в месте прокола, обеспечивая легкое и атравматичное введение. Гнется без перекручивания и изломов. Минимизирует повреждение тканей при вводе, продвижении или удалении шлфта, что приводит к более плавному и легкому доступу к сосудам даже через труднодоступные места. Специально разработанный запорный кран. Силиконовый гемостатический клапан. Гладкий сужающийся кончик помогает легкому доступу к лучевой артерии, уменьшая травму сосудов.

Информация для заказа

№ по каталогу	Диаметр (F)	Длина (см)	Игла (G)	Диаметр проводника (дюйм)	Длина проводника (см)
<i>Радиальный доступ</i>					
RS040718	4	7	20	0.018	45
RS040721	4	7	20	0.021	45
RS050718	5	7	20	0.018	45
RS050721	5	7	20	0.021	45
RS060718	6	7	20	0.018	45
RS060721	6	7	20	0.021	45
RS041121	4	11	20	0.021	45
RS042421	4	24	20	0.021	70
RS051121	5	11	20	0.021	45
RS052421	5	24	20	0.021	70
RS061121	6	11	20	0.021	45
RS062421	6	24	20	0.021	70
RS071121	7	11	20	0.021	45
RS072421	7	24	20	0.021	70
<i>Бедренный доступ</i>					
FS041135	4	11	18	0.035	45
FS051135	5	11	18	0.035	45
FS051138	5	11	18	0.038	45
FS061135	6	11	18	0.035	45
FS061138	6	11	18	0.038	45
FS071135	7	11	18	0.035	45
FS071138	7	11	18	0.038	45
FS081135	8	11	18	0.035	45
FS081138	8	11	18	0.038	45
FS091135	9	11	18	0.038	45
FS101138	10	11	18	0.038	45
FS111138	11	11	18	0.038	45
<i>Длинные интродьюсеры</i>					
LS061638	6	16	18	0.038	80
LS062338	6	23	18	0.038	80
LS071638	7	16	18	0.038	80
LS072338	7	23	18	0.038	80
LS081638	8	16	18	0.038	80
LS082338	8	23	18	0.038	80