



Микрокатетер SuperCross

Предназначен для использования вместе с управляемыми проводниками для доступа к изолированным участкам коронарных и/или периферических сосудов. Он может использоваться для прокладки и замены проводников и прочих интервенционных устройств, а также для субселективного вливания /доставки диагностических и терапевтических агентов. СООБРАЗНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ШАФТ. ВНУТРЕННИЙ ШАФТ SHINKA. ГИДРОФИЛЬНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ МИКРОКАТЕТЕРА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНОГО ШАФТА	Изогнутый 2,4F / 0.79мм / 0,031"	Прямой 1,8F / 0,61мм / 0,024"
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПРОКСИМАЛЬНОГО ШАФТА	Изогнутый 3,2F/1,07мм/ 0,042 "	Прямой 2,5F/0,84мм/ 0,033"
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ПРОКСИМАЛЬНОГО ШАФТА	Изогнутый 0.018" / 0.46мм	Прямой 0.021" / 0.53мм
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНОГО ШАФТА	Изогнутый 0.017" / 0.43мм	Прямой 0.017" / 0.43мм
СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОВОДНИКОМ	0.014"	
ПОКРЫТИЕ	Гидрофильное	
ДЛИНА ГИДРОФИЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	Изогнутый 80см	Прямой 40см
ДЛИНА	130, 150 см	